

Méthode de prélèvement par gargarisme

1- Transvider l'eau de source du tube de prélèvement et le mettre dans le gobelet



2- Mettre l'eau dans la bouche



3- Brassier l'eau dans la bouche 5 secondes



4- Gargariser l'eau dans la gorge 5 secondes



5- Brassier l'eau dans la bouche 5 secondes



6- Gargariser l'eau dans la gorge 5 secondes



7- Cracher le contenu dans le gobelet



8- Transvider jusqu'à la ligne identifiée sur le tube



9- Se laver les mains et remettre son masque



10- Nettoyer votre tube de prélèvement avec une lingette désinfectante



11- Coller votre étiquette sur votre tube de prélèvement



12- Mettre votre tube dans votre sac biohazard et vous diriger vers le préposé au bout de l'allé qui procédera à la double identification.

